

Manual de instruções

Cadeira Retangular

com encosto e braço para banho

DellaMED
HOSPITALAR
Produtos para Saúde

Importante: leia com atenção as instruções de montagem para cuidado e uso adequado do seu produto.

Descrição técnica: desenvolvido em TUBO DE ALUMÍNIO e PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, possibilita comodidade e segurança para as pessoas com limitações de movimento e equilíbrio, durante o banho. Não enferruja e possibilita a melhor regulagem em altura com seus pés ajustáveis.

Especificações técnicas

Material: alumínio, borracha, polietileno e polipropileno.

Altura ajustável do assento: 41cm a 53cm

Comprimento: 41cm

Largura total: 34cm

Peso máximo: 110kg

Peso da cadeira: 3,2kg

Inclui:

Assento

Encosto

2 tubos de encosto

2 tubos principais

4 pernas

2 braços

Parafusos (5 parafusos curtos e 4 parafusos longos)

5 arruelas

Montagem:

- 1 - Conferir todos os componentes da caixa para a montagem e, se houver falta de peças, entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido.
- 2 - Colocar o assento de cabeça para baixo, facilitando a montagem do produto.
- 3 - Encaixar a barra número 1 na base número 1 do assento e não colocar os pinos. Em cima, encaixar a barra número 2 do assento e, novamente, não colocar os pinos. Apertar somente o pino com arruela no furo central para travar as 4 pernas.
- 4 - Fixar as barras em "L" no encosto da cadeira, inserir os pinos de pressão com as arruelas.
- 5 - Encaixar os tubos do encosto sobre a barra número 1 e sobre a barra número 2. Apertar os 4 pinos de pressão com as arruelas.
- 6 - Encaixar os 2 braços nos encaixes laterais da perna do assento.

Ajustar a altura da perna:

1. Antes de utilizar, ajustar o nível de cada perna, conforme altura desejada. Verificar se todas as pernas estão no mesmo nível de altura e, em seguida bloquear as pernas, alinhando os botões nos furos apropriados.
2. Para segurança, certificar se todas as pernas estão adequadamente travadas.

Precauções:

- Jamais utilizar como escada, correndo riscos de acidentes graves;
- Sentar sempre no centro da banqueta, para sua proteção;
- Utilizar somente em superfícies planas e firmes;
- Conferir todas as peças antes da montagem. Se for constatada qualquer danificação, entre em contato com DELLAMED;
- Certificar todos os botões de ajustes de nível, testando-os com cliques, através dos furos da perna;
- Verificar se todas as borrachas estão alinhadas com os pés;
- Todos os pés de borracha devem tocar o chão simultaneamente;
- Não ficar em pé na cadeira.

Importante: todas as pernas da cadeira deverão estar ajustadas na mesma altura. Antes de utilizar, conferir se os parafusos estão todos firmes. Nunca ficar em pé na cadeira, risco de acidente.

Dica: para melhor conservação, higienizar com água ou detergente neutro, utilizar escova, após usar. Não utilizar escova de aço. Não utilizar produtos fortes, como cloro e alvejante, que podem ocasionar alterações químicas, danificando a peça.

DellaMED
HOSPITALAR
Produtos para Saúde

Prazo de validade indeterminado

Documento-versão: 0101

Importador Dellamed Comércio de Artigos Hospitalares Eireli

CNPJ: 11.666.105/0001-09 e IE: 029/0519179

Endereço: Rua Flores da Cunha, 2027- Bairro Centro,

CEP: 95020-320, Caxias do Sul – RS

Cadeira Retangular com encosto e braço para banho

Responsável Técnico: Maria Helena Comerlato

Nº no conselho: CREA SP271758

Registro ANVISA nº: _____

AFE ANVISA nº: UL9XW0X3YX06

Atendimento ao consumidor: 0800.604.8008 | sac@dellamed.com.br

DellaMED
HOSPITALAR
Produtos para Saúde