



AIRplus

Colchão de ar com sistema de alívio de pressão alternada

AIRplus



www.dellamed.com.br

Dellamed Hospitalar
dellamed@dellamed.com.br | Fone: 54 3022.8800


AIRplus



O Colchão de Ar com sistema de alívio de pressão alternada **Air Plus** é ideal para prevenir e tratar ulcerações na pele em pacientes acamados.



Estimula a circulação sanguínea, com duas entradas de ar independentes e ciclos de 5 minutos de inflagem e desinflagem alternada, proporcionando uma leve e agradável massagem.



Air Plus desempenha um papel essencial no tratamento de escaras, fazendo com que a mesma zona do corpo esteja em contato com diversas células do colchão, que alternam os seus graus de pressão. Desta forma, o colchão ajuda a minimizar os picos de pressão, protegendo as zonas de risco nos pacientes.



Possui 130 células uniformes que distribuem a pressão no corpo de forma alternada.



Acompanha bomba de ar automática, fácil de usar e com minimizador de ruídos.

