

Oxímetro Pediátrico



O **oxímetro pediátrico Dellamed** foi desenvolvido exclusivamente para o público infantil. Seu design, em formato de urso, faz com que a medição torne-se **muito mais fácil para o adulto e agradável para a criança**, resultando em um momento leve e divertido. O aparelho não é invasivo, pois utiliza frequências de luz que determinam a saturação de oxigênio no sangue. Com ele, é possível, também, acompanhar a frequência de pulso. Praticidade e cuidado a qualquer hora, em qualquer lugar.



O único do mercado com design exclusivo para uso pediátrico



2 em 1: mede oxigenação sanguínea e pulsação



Aprovado e certificado pelo Inmetro



Aprovado e certificado pela Anvisa

Características

- Medição da saturação de oxigênio no sangue (SpO₂) e da frequência de pulso (bpm);
- 6 modos diferentes de visualização;
- Indicador de bateria fraca;
- Faixa de medição de SpO₂: 70%~100%;
- Faixa de medição de pulsação: 30~250bpm.

Diferenciais

- Desenho do produto especialmente para o público infantil;
- Fácil de usar: apenas um botão;
- Visor em OLED colorido e de alta luminosidade, facilitando a leitura;
- 6 modos de exibição, de acordo com a preferência do usuário;
- Com capa protetora e higiênica em silicone, e estojo para transporte de nylon;
- Otimiza a durabilidade das pilhas ao desligar automaticamente.

99%

Alta precisão comprovada: teste Inmetro e Anvisa



Monitoramento de pulsação



Não machuca o dedinho da sua criança



Acompanha pilhas AAA, facilitando a troca



Desligamento automático após 8 segundos



Display em OLED de alta resolução



Gráfico de curva e barra de pulso



Pequeno: Cabe na palma da sua mão

Conteúdo da Embalagem: oxímetro infantil, manual, 2 pilhas AAA, cordão para transporte, capa protetora em silicone e estojo de nylon.

Dimensões do produto(mm)/peso(g): Comprimento 57 | Largura 30 | Altura 30 | 90g com pilhas

