



CADEIRA DE BANHO

5435 **MODELO D40**



DOBRADA



100 kg
suporta
maior peso

3x1

dobrável
desmontável
suporte de comadre



MAIS POR MENOS
melhor
custo X benefício

A cadeira de rodas higiênica para banho Dellamed D40 é dobrável, e vem com suporte para comadre. É ideal para pessoas com dificuldade de locomoção, auxiliando também no momento da higiene pessoal.

- Alta resistência a umidade
- Suporte para comadre
- 4 Rodízios giratórios com trava
- Apoio para os braços ergonômico em plástico
- Apoio de pés removível
- Encosto em couro flexível
- Sistema de engate rápido pino click
- Armazenamento otimizado: ideal para uso em pequenos espaços
- Empilhamento: ocupa apenas 25% do espaço comparado as demais cadeiras de banho similares
- Embalagem de alta proteção: unitária, em papelão e plástico bolha evitando avarias no transporte e armazenagem

DIMENSÕES(cm): C 69 x L 50 x A 90,5

Código do produto: 5435

Classificação Fiscal: 8713.10.00

EAN (código de barras): 7898952570374

Peso do produto: 6,2kg

Peso Caixa: 7kg

Medidas do produto (C x L x A) cm: 69 x 53,5 x 90,5

Medidas da caixa (C x L x A) cm: 18 x 55 x 78

Capacidade: 100kg

Certificação ANVISA: 80795950009

Garantia: 6 meses a partir da venda

Importado e Distribuído por: Dellamed Comercio de Artigos Hospitalares EIRELI
CNPJ: 11.666.105/0001-09 Estadual: 029/0519179 Nº de AFE ANVISA: UL5XW0X3YX06
Centro administrativo: Rua Henrique Rech, 312, Bairro Sanvitto, Caxias do Sul - RS.
Centro de distribuição: Rua Dona Francisca, 8300 Bloco G Módulo 04 Perini Business Park,
Distrito Industrial - CEP 89219-600
Responsável Técnica: Maria Helena Comerlato CREA SP 271758
Atendimento ao consumidor: 0800.604.8008 | assistenciaticnica@dellamed.com.br

Dellamed.com.br Rua Henrique Rech, 312, Bairro Sanvitto, Caxias do Sul / RS - CEP 95.012-614

Fone: (54) 3066-3734



Largura do assento 38cm

Largura interna 44cm

Largura Total 50cm

40cm